



THE NEXT GENERATION ANTI-AGING

CoolLifting emituje strumień CO2 wraz z wysokim stężeniem nebulizowanych substancji aktywnych pod wysokim ciśnieniem i w niskiej temperaturze..

- bez bólu
- bez igły
- bez powikłań
- SZYBKO



CooLifting

TECHNOLOGIA

CooLifting to innowacyjna technologia kosmetyczna, która w szybki i bezbolesny sposób pozwala odmłodzić skórę oraz poprawić jej kondycję. **Hiszpańskie** urządzenie łączy w sobie krioterapię i nebulizację aktywnych składników odżywczych, zapewniając natychmiastowe oraz długoterminowe efekty anti-aging.



CooLifting to urządzenie, które w zaledwie 5 minut pozwala osiągnąć efekt młodszej, promiennej skóry. Dzięki połączeniu czterech zaawansowanych technologii, CooLifting zapewnia szybkie i nieinwazyjne rezultaty w redukcji zmarszczek oraz poprawie napięcia skóry.

CooLifting wykorzystuje zimny strumień CO₂, krioterapię, nebulizację składników aktywnych oraz fizjologiczną motorykę naczyń krwionośnych do przeprowadzenia nowej generacji zabiegów z zakresu **antiaging**. **CooLifting** to przełomowa technologia, która jest idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących szybkiego, widocznego efektu odmłodzenia bez konieczności poddawania się inwazyjnym procedurom estetycznym.

CooLifting

METODOLOGIA

Urządzenie CooLifting wykorzystuje strumień dwutlenku węgla (CO₂) pod wysokim ciśnieniem, który chłodzi skórę i pobudza mikrokążenie. Wraz z CO₂ aplikowane są nebulizowane substancje aktywne, takie jak kwas hialuronowy, witaminy i antyoksydanty. Kluczową rolę odgrywają cztery metodologie:



- **Krio-karboksyterapia:** CO₂ przepływa w bardzo niskiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Aktywuje to mikrokążenie krwi; indukuje tworzenie kolagenu i elastyny oraz zwiększa dotlenienie tkanek.
- Nagła zmiana temperatury wywołuje **efekt paradoksalnej motoryki naczyń krwionośnych**, polegającą na naprzemiennym kurczeniu i rozszerzaniu naczyń, co zwiększa mikrokążenie, dotlenienie i sprzyja lepszemu wchłanianiu składników odżywczych.
- **Szok termiczny** i stymulacja głębszych tkanek. Tkanki te mają zwykle temperaturę około 36°C (97°F). Nagły spadek temperatury powoduje głęboką i natychmiastową reakcję skóry właściwej. Zabieg stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, co skutkuje ujędrnieniem i odmłodzeniem skóry.
- **Kriokforeza i barokforeza.** Zwielokrotnienie aktywności CooLifting przez zimno i ciśnienie. Połączenie zimna z wysokim ciśnieniem wywieranym na naskórek powoduje silną penetrację substancji czynnych CooLifting i wykładniczy wzrost ich działania. Efekt natychmiastowy obejmuje wygładzenie drobnych zmarszczek, intensywne nawilżenie i promienny wygląd skóry. Efekt długoterminowy to poprawa elastyczności skóry, redukcja oznak starzenia i głębsza regeneracja.



CooLifting

4 ZABIEGI



CooLifting

Zabieg o działaniu przeciwstarzeniowym i liftingującym. Zawiera kwas hialuronowy i substancje napinające. Polecany w celu uzyskania ogólnego efektu liftingu, który wygładza i rozświetla skórę, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych zmarszczkami i spadkiem jędrności: kontur twarzy, wolumetria, kurze łapki, bruzdy, zmarszczki mimiczne.



CoolClear

Zabieg o działaniu wyrównującym koloryt i silnie napinającym. Szczególnie wskazany dla skór ze zmianami pigmentacyjnymi różnego pochodzenia. Przebarwienia hormonalne, pozapalne i postłoneczne. Do oryginalnego składu dodano kwas kojowy, kwas glikolowy i witaminę C, które zapewniają natychmiastowe efekty ujednolicenia kolorytu skóry.





CoolShine

Rozświetlenie i odżywienie młodej skóry. Wśród składników roślinnych można znaleźć Kombuchę, która zmiękcza i odświeża skórę; ekstrakt z miodu, który zawiera wiele oczyszczających przeciwutleniaczy, właściwości przeciwzapalnych i nawilżających oraz aloes, który poprawia koloryt i elastyczność skóry. Wszystkie te składniki są doskonale uzupełnione bazą bio-rozświetlających peptydów.



CoolTan

Opalona i promienna cera bez makijażu, nawet zimą. Efekt samoopalacza, matowe wykończenie i efekt ujędrniający dzięki bazie CoolLifting. Efekt koloryzujący dzięki składowi na bazie cukru, który reaguje z aminokwasami w najbardziej zewnętrznej warstwie skóry.





PRODUKTY



Aby przeprowadzić zabieg **CooLifting**, niezbędne jest profesjonalne urządzenie CooLifting Beauty Gun, które aplikuje na skórę strumień CO₂ pod wysokim ciśnieniem oraz niską temperaturą, jednocześnie dostarczając atomizowane składniki aktywne. Oprócz urządzenia, kluczowe są specjalistyczne ampułki zawierające skoncentrowane substancje aktywne, takie jak kwas hialuronowy, antyoksydanty i witaminy. Te składniki odżywcze są niezbędne do osiągnięcia optymalnych rezultatów zabiegu, wspomagając nawilżenie, regenerację oraz odmłodzenie skóry. Warto również wspomnieć o produktach do pielęgnacji domowej oferowanych przez CooLifting, które wspierają i przedłużają efekty zabiegu.



CooLifting

EFEKTY

Metoda szybka, bezbolesna i nieinwazyjna, co sprawia, że idealnie wpisuje się w potrzeby osób, które chcą natychmiastowego efektu bez okresu rekonwalescencji.



EFEKTY

Już po jednym zabiegu skóra wygląda na bardziej napiętą, nawilżoną i rozświetloną.

EFEKTY

Klientki są zachwycone efektem wygładzenia zmarszczek i poprawą elastyczności skóry.





OPINIE KLIENÓW

“CooLifting to innowacyjne urządzenie, które zdecydowanie podnosi jakość usług w salonie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Klientów. Polecam każdemu, kto szuka skutecznego i bezpiecznego sposobu na poprawę wyglądu skóry” mgr Edyta Baranowska



mgr Agnieszka Mazur
Kosmetolog

Kupiłam urządzenie CooLifting do mojego salonu i jest niesamowite. Klienci go uwielbiają, wciąż jestem zaskoczona niektórymi wynikami, które uzyskujemy. Klienci bardzo często trafiają do nas pocztą pantoflową.



mgr Monika Wyszyńska
Kosmetolog

Jako właściciel Salonu zawsze poszukuję innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią moim klientom najlepsze efekty i komfort podczas zabiegów. Urządzenie CooLifting okazało się jednym z najlepszych zakupów, jakie do tej pory zrobiłam.





**WYŁĄCZNY DYSTRUBUTOR
COOLIFTING W POLSCE LUMIS GROUP**



+48 693 700 939



biuro@lumisgroup.pl



www.lumisgroup.pl



Warszawa, ul. Zapłotek 5

